

Anticorpo Policlonale Anti-Dct Per Wb, Elisa - P40126

Numero articolo: CM0017108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-DCT per applicazioni WB ed ELISA. Specifico per DCT umano e murino (TRP-2), un enzima melanogenico di 59 kDa coinvolto nella biosintesi della melanina. Ideale per la ricerca sulla pigmentazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCT Rabbit pAb
Note/Alias	OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1638
GeneID	1638
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-350 di DCT umano (NP_001913.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P40126
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio