


Anticorpo Policlonale Anti-Dctd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32321

Numero articolo: CM0028486



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCTD umano (dCMP deaminasi), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia un enzima chiave nel metabolismo dei nucleotidi e nel salvataggio epigenetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	DCTD Rabbit pAb
Note/Alias	DCTD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1635
GeneID	1635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-178 di DCTD umano (NP_001912.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P32321
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio