


Anticorpo Policlonale Anti-Dctn2 Per Wb, Elisa - Q13561

Numero articolo: CM0014278



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina umana DCTN2 (subunità 2 della dinactina). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con proteine umane, di topo e di ratto. Adatto per lo studio del trasporto mediato dalla dineina e della mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCTN2 Rabbit pAb
Note/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-401 della proteina umana DCTN2 (NP_006391.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13561
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio