

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dctn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13561

Numero articolo: CM0019218



introduzione

Rileva la subunità 2 della dinamactina (DCTN2/p50 dynamin, 44 kDa) in campioni umani e di ratto con questo anticorpo policlonale di coniglio. Validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Ideale per studi sul trasporto mediato da dineina e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DCTN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10540
GeneID	10540
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-320 di DCTN2 umana (NP_006391.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Rattona
SWISS	Q13561
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio