


Anticorpo Monoclonale Anti-Dctn5 Per Wb, Elisa - Q9Bte1

Numero articolo: CM0003341



introduzione

DCTN5 Rabbit mAb, un anticorpo monoclonale diretto contro la subunità 5 della dinactina (p25), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto dineinico e sui cinetocori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCTN5 Rabbit mAb
Note/Alias	DCTN5; subunità 5 della dinactina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 di DCTN5 umano (Q9BTE1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BTE1
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio