


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dctn5 Per Wb, Elisa - Q9Bte1

Numero articolo: CM0020909



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-DCTN5 di alta qualità, convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con DCTN5 di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione del complesso dinactina e del trasporto intracellulare mediato da dineina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DCTN5 Rabbit pAb
Note/Alias	DCTN5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84516
GeneID	84516
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della DCTN5 umana (NP_115875.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BTE1
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio