


Anti-Ddah1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc Ed Elisa - O94760

Numero articolo: CM0015862



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro DDAH1, convalidato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione dell'ossido nitrico e del metabolismo della dimetilarginina in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDAH1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Specie	Umano
Gene ID	23576
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-285 del DDAH1 umano (NP_036269.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94760
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio