

Anticorpo Policlonale Anti-Ddah2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095865

Numero articolo: CM0025767

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting DDAH2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Supporta la ricerca sui ruoli di DDAH2 nella biologia vascolare, nella secrezione di insulina e nella fissione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDAH2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	G6a; DDAH; NG30; DDAH1; HEL-S-277; DDAH2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23564
Gene ID	23564
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 di DDAH2 umano (NP_039268.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095865
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio