

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ddah2 Per Wb, Elisa - 095865

Numero articolo: CM0012297

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DDAH2 validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la DDAH2 umana, murina e di ratto, una proteina coinvolta nell'induzione del VEGF, nella secrezione di insulina e nella dinamica mitocondriale. Ideale per la ricerca vascolare e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDAH2 mAb di coniglio
Note/alias	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	23564
ID del gene	23564
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della DDAH2 umana (095865).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	095865
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante