

Anticorpo Policlonale Anti-Ddb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16531

Numero articolo: CM0027317



introduzione

Anticorpo policlonale anti-DDB1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva DDB1 umano, murino e ratto (127kDa). Utilizzato per la ricerca sulla riparazione del DNA e sull'ubiquitinazione tramite complessi UV-DDB e DCX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDB1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1642
ID Gene	1642
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 741-1140 del DDB1 umano (NP_001914.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16531
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio