

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ddb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16531

Numero articolo: CM0004180



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio DDB1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studiare la riparazione del DNA (via NER) e il sistema ubiquitina-proteasoma. Immunogeno peptidico specifico. 127kDa. SWISS Q16531.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio DDB1
Note/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1642
GeneID	1642
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1041-1140 di DDB1 umano (NP_001914.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16531
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio