

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ddb1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16531

Numero articolo: CM0025059



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DDB1 per la ricerca sul danno al DNA e l'ubiquitinazione. Validato in WB, IHC-P, IP, ELISA con reattività umana, murina, di ratto. Ideale per studiare il complesso UV-DDB e le ligasi E3 DCX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDB1 Rabbit pAb
Note/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1642
GeneID	1642
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1000-1140 di DDB1 umano (NP_001914.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, di Ratto
SWISS	Q16531
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio