

Anticorpo Policlonale Anti-Ddb2 Per If/Icc, Elisa - Q92466

Numero articolo: CM0019031



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DDB2 validato per IF/ICC ed ELISA in campioni umani. Targetizza la proteina 2 legante il DNA danneggiato (UV-DDB2), un fattore chiave nella riparazione per escissione dei nucleotidi. Ideale per la ricerca sui danni e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDB2 Rabbit pAb
Note/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Specie	Umano
GeneID	1643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-315 della DDB2 umana (NP_000098.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92466
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante