


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Ddb2 Per Wb, Elisa - Q92466

Numero articolo: CM0003355



introduzione

Questo anticorpo monoclonale rabbit contro DDB2 umano (proteina legante il danno al DNA 2, SWISS: Q92466) è validato per Western blot e ELISA. Riconosce un fattore chiave della riparazione per escissione nucleotidica e adattatore della E3 ligasi, supportando la ricerca sull'integrità genomica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDB2 Rabbit mAb
Note/Altri nomi	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Specie	Umana
GeneID (umano)	1643
GeneID	1643
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q92466
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio