

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ddb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92466

Numero articolo: CM0024011



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro DDB2 umano (proteina 2 legante il danno al DNA), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDB2 Rabbit pAb
Note/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1643
GeneID	1643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-315 di DDB2 umano (NP_000098.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92466
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio