


Anticorpo Policlonale Anti-Ddc Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20711

Numero articolo: CM0028412



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DDC umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla biosintesi di catecolamine e serotonina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDC Rabbit pAb
Note/Alias	AADC; DDC
Specie	Umano
GeneID (umano)	1644
GeneID	1644
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-137 di DDC umano (NP_000781.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20711
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio