

Anticorpo Monoclonale Anti-Ddit3/Chop Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35638

Numero articolo: CM0003720

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting DDIT3/CHOP umano (trascritto 3 inducibile dal danno al DNA). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con Umano, Mouse, Ratto. Peso molecolare previsto 19kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDIT3/CHOP Rabbit mAb
Note/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1649
GenelD	1649
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del DDIT3/CHOP umano (NP_004074.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35638
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio