

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ddit3/Chop Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Numero articolo: CM0004576

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro DDIT3/CHOP umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Ideale per studi sullo stress del RE e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[KO Validato] Anticorpo monoclonale di coniglio DDIT3/CHOP
Note/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1649
GeneID	1649
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di DDIT3/CHOP umano (NP_004074.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35638
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio