

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ddit3/Chop Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Numero articolo: CM0014939

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio (pAb) DDIT3/CHOP ha come target il fattore di trascrizione dello stress del RE da 19kDa. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi e sulla risposta alla proteina mal ripiegata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDIT3/CHOP Rabbit pAb
Note/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1649
GeneID	1649
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-169 del DDIT3/CHOP umano (NP_004074.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35638
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio