


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ddr2 Per Wb Ed Elisa - Q16832

Numero articolo: CM0005378



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DDR2 di alta qualità, validato per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva DDR2 umano, murino e di ratto, una tirosina chinasi recettoriale del collagene coinvolta nel rimodellamento dei tessuti e nello sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-DDR2
Note/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4921
GeneID	4921
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 756-855 della DDR2 umana (Q16832).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q16832
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio