


Anti-Ddr2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q16832

Numero articolo: CM0012945



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDR2 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglio coinvolto nella segnalazione del collagene e nel rimodellamento tissutale; adatto per la ricerca in oncologia e sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	DDR2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4921
Gene ID	4921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-400 di DDR2 umano (NP_001014796.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16832
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio