

Anticorpo Policlonale Anti-Ddx1 - Q92499

Numero articolo: CM0027325



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX1 per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Convalidato per uomo, topo, ratto. Rileva l'RNA elicasi DDX1 dipendente da ATP, coinvolta nella trascrizione, nella processazione dell'RNA e nella difesa antivirale - Q92499.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX1 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1653
GeneID	1653
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 441-740 della DDX1 umana (NP_004930.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92499
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio