

Anticorpo Policlonale Anti-Ddx11 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96Fc9

Numero articolo: CM0029861

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'elicasi del DNA ATP-dipendente umana DDX11, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla replicazione, riparazione del DNA e biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX11 Rabbit pAb
Note/Alias	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
Specie	Umano
GenelD (umano)	1663
GenelD	1663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di DDX11 umano (NP_689651.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96FC9
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio