

Anticorpo Monoclonale Anti-Ddx17 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

Numero articolo: CM0011944



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio DDX17 validato per WB, IHC-P, ELISA con cross-reattività in umano, topo, ratto. Mira all'elicasi dell'RNA DDX17 (Q92841) coinvolta nello splicing dell'pre-mRNA e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX17 Rabbit mAb
Note/Alias	P72; RH70; DDX17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10521
GeneID	10521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di DDX17 umano (Q92841)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92841
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca refrigerante