


Anticorpo Policlonale Anti-Ddx20 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi6

Numero articolo: CM0029492



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX20 umano (Gemin3), un'elicasi RNA a scatola morta (DEAD-box) coinvolta nell'assemblaggio snRNP. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDX20 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	DP103; GEMIN3; DDX20
Specie	Umano
GeneID (umano)	11218
GeneID	11218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-280 di DDX20 umano (NP_009135.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UHI6
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio