

Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Ddx3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000571

Numero articolo: CM0006865



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro DDX3 (elicasi RNA ATP-dipendente DDX3X) validato in WB, IF/ICC, IP, ELISA per umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione, traduzione e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX3 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
Specie	Umano
GeneID	1654
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di DDX3 umano (NP_001347.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000571
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio