

Anticorpo Policlonale Anti-Ddx31 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8H2

Numero articolo: CM0024360

introduzione

DDX31 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB, IF/ICC, ELISA, che reagisce con umano, topo, ratto. Mira all'elicasa DEAD box DDX31, essenziale per la biogenesi dei ribosomi e la regolazione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX31 Rabbit pAb
Note/Alias	PPP1R25; DDX31
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64794
ID Gene	64794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 652-851 di DDX31 umano (NP_073616.6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8H2
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio