


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ddx39A - 000148

Numero articolo: CM0030473



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a DDX39A umano (BAT1/URH49), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'esportazione dell'mRNA, dello splicing e dei meccanismi antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX39A Rabbit pAb
Note/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10212
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di DDX39A umano (NP_005795.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00148
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio