


## Anticorpoide Policlonale Anti-Ddx3X Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Numero articolo: CM0024798



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX3X umano (O00571). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con Mouse, Ratto. Elicasi RNA dipendente da ATP coinvolta nella trascrizione, traduzione e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | DDX3X pAb Coniglio                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias  | DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                               |
| GeneID (Umano)      | 1654                                                                                                                |
| GeneID              | 1654                                                                                                                |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di DDX3X umano (NP_001347.3) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                        |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                 |
| SWISS               | O00571                                                                                                              |
| Peso proteico       | 73kDa                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                  |