

Anti-Ddx3Y Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - O15523

Numero articolo: CM0016877

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al DDX3Y umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Adatto per studiare la funzione dell'elicasi RNA nella risposta immunitaria e nella spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX3Y Coniglio pAb
Note/Alias	DBY; DDX3Y
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8653
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-210 del DDX3Y umano (NP_001116137.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O15523
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio