

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ddx4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nqi0

Numero articolo: CM0014562

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX4 (VASA), un'elicasi dell'RNA ATP-dipendente specifica delle cellule germinali. Rileva DDX4 umano, murino e di ratto per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA nella ricerca sulla spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDX4 Rabbit pAb
Note/alias	VASA; DDX4
Specie	Uomo
ID del gene	54514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 635-724 di DDX4 umano (NP_077726.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9NQI0
Peso della proteina	79kDa
Spedizione	Borsa refrigerante