

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ddx4 (Vasa) Per Wb - Q9Nqi0

Numero articolo: CM0004162

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DDX4 (VASA) di alta qualità validato per WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo delle cellule germinali e la spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX4 Rabbit mAb
Note / Alias	VASA
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54514
ID gene	54514
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 635-724 della DDX4 umana (NP_077726.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQI0
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio