


Anticorpo Policlonale Anti-Ddx46 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L014

Numero articolo: CM0025114



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX46 umano (PRP5/PRPF5), un'elicasi RNA spliceosomiale. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio dello spliceosoma e sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDX46 pAb coniglio
Note/Alias	Prp5; PRPF5; DDX46
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9879
GeneID	9879
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q7L014
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio