


Anticorpo Policlonale Anti-Ddx47 Per Wb, Elisa - Q9H0S4

Numero articolo: CM0015298



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DDX47 di grado di ricerca affidabile per WB ed ELISA, con reattività crociata con uomo, topo e ratto. Target delle vie di biogenesi dei ribosomi e dell'apoptosi. Ideale per lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDX47 Rabbit pAb
Note/alias	RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	51202
GeneID	51202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 186-455 di DDX47 umano (NP_057439.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H0S4
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante