


Anticorpo Policlonale Anti-Ddx5 (P68) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17844

Numero articolo: CM0014109



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX5 umano (p68), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'elicasi dell'RNA e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX5 Rabbit pAb
Note/Alias	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1655
GeneID	1655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-614 di DDX5 umano (NP_004387.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio