

Anticorpo Policlonale Anti-Ddx5 Per Wb, Elisa - P17844

Numero articolo: CM0029430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DDX5 umano (elicasi dell'RNA p68), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, lo splicing e i ritmi circadiani. SWISS: P17844.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	DDX5 Rabbit pAb
Note/Alias	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1655
ID Gene	1655
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-614 di DDX5 umano (NP_004387.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio