

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ddx5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P17844

Numero articolo: CM0002099



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato a DDX5 (elicasi p68), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata umana, murina e ratto. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD, la regolazione trascrizionale e la ricerca sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX5 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1655
ID Gene	1655
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio