

Anticorpo Policlonale Anti-Ddx56 Per Wb, Elisa - Q9Ny93

Numero articolo: CM0025664

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX56 umano, validato per WB e ELISA. Adatto per studi sulla biogenesi dei ribosomi, immunità innata e ricerca sulle infezioni virali. Reagisce con uomo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX56 Rabbit pAb
Note / Alias	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54606
GeneID	54606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 318-547 di DDX56 umano (NP_061955.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9NY93
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio