


Anticorpo Policlonale Anti-Ddx6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26196

Numero articolo: CM0024127



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX6, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per lo studio dei corpi P, la decapping dell'mRNA e la regolazione dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX6 Rabbit pAb
Note / Alias	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1656
ID gene	1656
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 384-483aa di DDX6 umano (NP_001244120.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26196
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio