

Anticorpo Policlonale Anti-Decorin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Numero articolo: CM0019820

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Decorina umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso proteico 40 kDa. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sui proteoglicani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Decorin Rabbit pAb
Note/Alias	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, Decorin
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1634
GeneID	1634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-359 della Decorina (NP_001911.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P07585
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio