

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Decorin Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07585

Numero articolo: CM0006648

introduzione

Scopri il nostro specifico anticorpo monoclonale coniglio contro la Decorina umana, adatto per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con Umano e Ratto. Strumento essenziale per lo studio della biologia della matrice extracellulare e della funzione dei proteoglicani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Decorin
Note/Alias	CSCD; PG40; PGI; PGS2; DSPG2; SLRR1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1634
GeneID	1634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-359 della Decorina umana (NP_001911.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P07585
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio