


Anticorpo Policlonale Anti-Defa1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P59665

Numero articolo: CM0027109



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la defensina 1 dei neutrofili umana (DEFA1/HNP-1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Progettato per studi sull'immunità innata e la difesa antimicrobica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DEFA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1667
GeneID	1667
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-94 della DEFA1 umana (NP_004075.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P59665
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio