


Anticorpo Policlonale Anti-Defa5/Defensina Alfa 5 Per Wb, Elisa - Q01523

Numero articolo: CM0018950



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DEFA5 umana (Defensina alfa 5), adatto per Western blotting ed ELISA. Validato per la specie umana, questo anticorpo rileva un peptide antimicrobico di ~10kDa coinvolto nella difesa immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DEFA5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DEF5; HD-5; DEFA5
Specie	Umana
GenelD (Umano)	1670
GenelD	1670
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-94 di DEFA5 umana (NP_066290.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q01523
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio