

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Defb121 Per If-P, Ihc-P, Elisa - Q5J5C9

Numero articolo: CM0015744

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DEFB121 validato per IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Umano, Topo, Ratto. Mira alla beta-defensina 121, un peptide antimicrobico del tratto riproduttivo maschile. Ideale per la ricerca in immunologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio DEFB121
Note/Alias	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	245934
ID Gene	245934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-76 di DEFB121 umano (NP_001011878.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5J5C9
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio