

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Defb132 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z7B7

Numero articolo: CM0012855

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DEFB132 umano (beta-defensina 132), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Riconosce un peptide antimicrobico secreto coinvolto nell'immunità innata. Ideale per la ricerca sulle defensine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DEFB132 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Specie	Umana
ID gene	400830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di DEFB132 umano (NP_997352.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q7Z7B7
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio