

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Defb132 Per Wb/Elisa - Q7Z7B7

Numero articolo: CM0017278

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la beta-defensina 132 umana (DEFB132, BD-32). Adatto per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Proteina da 11 kDa. Ideale per la ricerca sui peptidi antimicrobici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DEFB132 Rabbit pAb
Note/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Specie	Uomo
ID gene	400830
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7Z7B7
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante