

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Defb4A (Beta-Defensina 2) Per Wb, If-P, Elisa - O15263

Numero articolo: CM0026452



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio DEFB4A per WB, IF-P, ELISA è specifico per la beta-defensina 2 umana (BD-2), un peptide antimicrobico. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulle infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio DEFB4A (pAb)
Note/Alias	BD-2, SAP1, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102
Specie	Umano
ID Gene (umano)	1673
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-64 di DEFB4A umano (NP_004933.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15263
Peso Molecolare Proteico	7kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio