

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Degs1 Per Wb, Elisa - O15121

Numero articolo: CM0013284

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-DEGS1 rileva il DEGS1 umano, una delta(4)-desaturasi degli sfingolipidi cruciale per convertire la sfinganina in sfingosina. Validato per applicazioni di Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca metabolica e neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DEGS1 Rabbit pAb
Note/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8560
GeneID	8560
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-323 del DEGS1 umano (NP_003667.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15121
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio