

Anticorpo Policlonale Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92629

Numero articolo: CM0015916

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il delta-sarcoglicano umano (SGCD), validato per WB, IF/ICC, ELISA e reattivo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul complesso della sarcoglicana e sul complesso distrofina-glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-delta-sarcoglicano (SGCD)
Note/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Specie	Umano
GeneID (umano)	6444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-290 del delta-sarcoglicano umano (NP_000328.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92629
Peso della proteina	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio