

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Per Wb, Elisa - Q92629

Numero articolo: CM0010258

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il Delta-sarcoglicano (SGCD) validato per WB ed ELISA. Rileva SGCD umano e di topo (~32 kDa). Ideale per studi sulla distrofia muscolare e sull'integrità del sarcolemma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio contro Delta-sarcoglicano (SGCD)
Note/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglicano (SGCD)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6444
ID Gene	6444
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 190-289 del Delta-sarcoglicano (SGCD) umano (Q92629).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92629
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio